

ITALIAN  
QUALITY  
ALGINATE

# Calidad Precio



Ahora con el  
**NUEVO  
AROMA  
MANGO!**

**LASCOD**

# IQ se adapta a sus expectativas de calidad con un precio adecuado!





- Versátil y fácil de utilizar con indicador cromático (**chrom y tropical**).
- ¡Tú puedes elegir! Tiempo de fraguado rápido o normal.
- Tixotrópico
- Alta definición de los detalles (**50µm**).
- Extremadamente elástico (recuperación de la deformación **95,5%**).
- ¡Recuerda! Mínimo **60 segundos de permanencia en boca**.
- Color final fácil de leer.
- Compatible con desinfectantes líquidos.
- Fecha de caducidad larga (5 años).
- Sin plomo, ni metales pesados.
- Libre de polvo.

green **IQ**

chrom **IQ**

tropical **IQ**

Tipo 1	<b>IQN302</b>	<b>IQM302</b>	<b>IQO302</b>
Tipo 2	<b>IQU302</b>	<b>IQT302</b>	<b>IQV302</b>
Tiempo de trabajo* - Tipo 1		<b>1' 50"</b>	
Tiempo de trabajo* - Tipo 2		<b>2' 50"</b>	
Tiempo mínimo de permanencia en boca (37°)		<b>60"</b>	
Definición de los detalles (µm)		<b>50</b>	
Capacidad de recuperación (%)		<b>95,5</b>	
Aroma	<b>menta</b>	<b>menta</b>	<b>mango</b>
Color	<b>verde</b>		

\* Medición realizada a 23 °C - Includido el tiempo de mezclado.



contiene  
**24 bolsas de 450g.**  
(10,8 kg)

Las imágenes que se presentan aquí son meramente indicativas y no constituyen un compromiso de fabricación.

**LASCOD**

LASCOD S.p.A. - Via L. Longo, 18 - 50019 Sesto Fiorentino, Florence, Italy - tel.: +39 055 4215768 - e-mail: [lascod.italy@lascod.it](mailto:lascod.italy@lascod.it)  
[www.lascod.com](http://www.lascod.com)

Para más  
informaciones,  
active el lector QR  
de su smartphone.

