

ITALIAN  
QUALITY  
ALGINATE

# Rapport Qualité Prix



NOUVEAU  
AROME  
MANGUE!



LASCOD

# iQ répondra à toutes vos attentes de qualité au juste prix!



- Versatile et facile à utiliser avec l'indicateur chromatique (**chrom et tropical**).
- Vous pouvez choisir! Temps de prise rapide ou normal.
- Thixotropie
- Haute précision (**50µm**).
- Extrêmement élastique (**reprise à la déformation 95,5%**).
- Rappelez-vous! **Temps minimum en bouche de 60"**.
- Couleur finale facile à lire.
- Durable de vie de 5 ans.
- Exempt de plomb ou autres métaux lourds.
- Sans poussière.



Type 1	<b>IQN302</b>	<b>IQM302</b>	<b>IQO302</b>
Type 2	<b>IQU302</b>	<b>IQT302</b>	<b>IQV302</b>
Temps de travail* - Type 1		<b>1' 50"</b>	
Temps de travail* - Type 2		<b>2' 50"</b>	
Temps minimum dans la bouche (37°)		<b>60"</b>	
Précision (µm)		<b>50</b>	
Retour élastique (%)		<b>95.5</b>	
Arome	<b>menthe</b>	<b>menthe</b>	<b>mangue</b>
Couleur	<b>vert</b>		

\* Mesure à 23 °C - Temps de mélange inclus.



**iQ box**  
contient  
**24x450g.** sachets  
(10,8 kg)

Les photographies reproduites ici sont purement indicatives et ne font l'objet d'aucun engagement de production.

## LASCOD

Pour obtenir plus d'informations, flashez le QR Code avec votre Smartphone

