

GESSO SPECIALE PER ARTICOLATORE  
SPECIAL PLASTER FOR ARTICULATOR

LASCOD

Art-typo®

20 kg net - ISO 6873 - Type 3

**GESSO DURO TIPO 3 EXTRAFINE** SPECIFICO PER IL MONTAGGIO DEI MODELLI SU ARTICOLATORE, COSTRUZIONE DI MASCHERINE, A PRESA RAPIDA, BASSA ESPANSIONE, ELEVATA ADESIVITÀ.

COLORE: **BIANCO**.

**Specifiche tecniche:** Tempo di presa: 4 min. - Espansione di presa: 0,05% - Resistenza alla compressione: 48 MPa - 6.956 Psi - 494 Kg/cm<sup>2</sup> **Conservazione:** Dopo l'uso richiudere il contenitore.

**HARD TYPE 3 EXTRA FINE PLASTER** SPECIFIC FOR ARTICULATOR, METAL FRAMEWORKS, CUSTOM MADE MOUTH GUARDS, FAST SETTING, LOW EXPANSION SETTING, HIGH ADHESIVENESS.


COLOR: **WHITE**.

**Technical specifications:** Setting time: 4 min. - Setting expansion: 0.05% - Compressive strength: 48 MPa - 6.956 Psi - 494 Kg/cm<sup>2</sup> **Storage:** Seal the container after use.

Per maggiori informazioni  
attivate il lettore QR  
dal vostro smartphone.



For further information  
activate the QR Code reader  
on your smartphone.



Misure effettuate a 23 °C con acqua deionizzata. Con l'uso di "Time Out" (liquido regolatore del tempo di lavoro di tutti i gessi LASCOD) il tempo di colata può essere allungato in base alle esigenze ed alle tecniche usate.

Measurements carried out with de-ionized water at 23 °C. With "Time Out" (working time regulator for all LASCOD plasters/stones) the pouring-time can be increased according to the preferred technique.



Conservare in luogo fresco ed asciutto.  
Store in a cool and dry place.



MADE IN ITALY



8 016200 030114