

GESSO EXTRA-DURO PER MONCONI E PROTESI FISSA  
EXTRA-HARD DIE STONE FOR FIXED PROSTHESES

LASCOD

# Kromotypo4<sup>®</sup>

## CHROMATIC

COMPATIBILE CON  
COMPATIBLE WITH  
**CAD-CAM**  
SYSTEMS

**GESSO EXTRA-DURO TIPO 4 CROMATICO**, PER MODELLI MASTER, MONCONI SFILABILI PER PONTI E CORONE, PROTESI SCHELETRATA, INLAY/ONLAY E ANTAGONISTI. COLORE: **GIALLO**.

**Specifiche tecniche:** Tempo di presa: 7 min. - Espansione di presa: 0,08% - Resistenza alla compressione: 81MPa - 11.740 Psi - 828 Kg/cm<sup>2</sup> - Durezza Rockwell: 85 HRI.

**Conservazione:** Dopo l'uso richiudere il contenitore.

**EXTRA HARD CHROMATIC TYPE 4 DIE STONE** FOR MASTER MODELS, CROWN AND BRIDGES, METAL FRAMEWORKS, INLAY/ONLAY AND ANTAGONIST, COLOR: **YELLOW**.


**Technical specifications:** Setting time: 7 min. - Setting expansion: 0,08% - Compressive strength: 81 MPa - 11.740 Psi - 828 Kg/cm<sup>2</sup> - Rockwell hardness: 85 HRI.

**Storage:** Seal the container after use.

**25** kg net - ISO 6873 - Type 4

Per maggiori informazioni  
attivate il lettore QR  
dal vostro smartphone.

For further information  
activate the QR code reader  
on your smartphone.



Misure effettuate a 23 °C con acqua deionizzata. Con l'uso di "Time Out" (liquido regolatore del tempo di lavoro di tutti i gessi LASCOD) il tempo di colata può essere allungato in base alle esigenze ed alle tecniche usate.

Measurements carried out with de-ionized water at 23 °C. With "Time Out" (working time regulator for all LASCOD plasters/stones) the pouring-time can be increased according to the preferred technique.



Conservare in luogo fresco ed asciutto.  
Store in a cool and dry place.



MADE IN ITALY



8 016200 030046