

GESSO EXTRA-DURO PER MODELLI
EXTRA-HARD STONE FOR MODELS

LASCOD

Modeltypo®

PINK

25 kg net - ISO 6873 - Type 4

GESSO EXTRA-DURO TIPO 4 SPECIFICO PER MODELLI MASTER IN PROTESI TOTALE, PARZIALE, SCHELETRATA, MODELLI PER PROTESI IMPLANTARE E ANTAGONISTI. COLORE: ROSA.


Specifiche tecniche: Tempo di presa: 7 min. - Espansione di presa: 0,08% - Resistenza alla compressione: 70 MPa - 10.144 Psi - 713 Kg/cm² - Durezza Rockwell: 75 HRI. **Conservazione:** Dopo l'uso richiudere il contenitore.

EXTRA HARD TYPE 4 STONE SPECIFIC FOR MASTER MODELS WITH COMPLETE AND PARTIAL PROSTHESES, METAL FRAMEWORKS, ANTAGONIST AND IMPLANT MODEL PROSTHESES. COLOR: PINK.

Technical specifications: Setting time: 7 min. - Setting expansion: 0.08% - Compressive strength: 70 MPa - 10.144 Psi - 713 Kg/cm² - Rockwell hardness: 75 HRI. **Storage:** Seal the container after use.

Per maggiori informazioni
attivate il lettore QR
dal vostro smartphone.

For further information
activate the QR Code reader
on your smartphone.



Misure effettuate a 23 °C con acqua deionizzata. Con l'uso di "Time Out" (liquido regolatore del tempo di lavoro di tutti i gessi LASCOD) il tempo di colata può essere allungato in base alle esigenze ed alle tecniche usate.

Measurements carried out with de-ionized water at 23 °C. With "Time Out" (working time regulator for all LASCOD plasters/stones) the pouring-time can be increased according to the preferred technique.



Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Store in a cool and dry place.



MADE IN ITALY 8 016200 030220