

GESSO SPECIALE PER MUFFOLA
SPECIAL PLASTER FOR FLASK

LASCOD

Opentyp^o

20 kg net - ISO 6873 - Type 2

GESSO TIPO 2 SPECIFICO PER LA REALIZZAZIONE DI MUFFOLE PER PROTESI MOBILI TOTALI O PARZIALI, MONTAGGIO DEI MODELLI IN ARTICOLATORE, COSTRUZIONE DI MASCHERINE, MODELLI STUDIO. COLORE: **BIANCO**.


Specifiche tecniche: Tempo di presa: 7 min. - Espansione di presa: 0,09% - Resistenza alla compressione: 29 MPa - 4.203 Psi - 293 Kg/cm² **Conservazione:** Dopo l'uso richiudere il contenitore.

TYPE 2 PLASTER SPECIFIC FOR FLASKING AND THE CREATION OF FULL OR PARTIAL REMOVABLE PROSTHESES, ARTICULATOR, METAL FRAMEWORKS, STUDY MODELS. COLOR: **WHITE**.

Technical specifications: Setting time: 7 min. - Setting expansion: 0,09% - Compressive strength: 29 MPa - 4.203 Psi - 293 Kg/cm² **Storage:** Seal the container after use.

Per maggiori informazioni
attivate il lettore QR
dal vostro smartphone.

For further information
activate the QR Code reader
on your smartphone.



Misure effettuate a 23 °C con acqua deionizzata. Con l'uso di "Time Out" (liquido regolatore del tempo di lavoro di tutti i gessi LASCOD) il tempo di colata può essere allungato in base alle esigenze ed alle tecniche usate.

Measurements carried out with de-ionized water at 23 °C. With "Time Out" (working time regulator for all LASCOD plasters/stones) the pouring-time can be increased according to the preferred technique.



Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Store in a cool and dry place.



MADE IN ITALY



8 016200 030107