

GESSO DURO PER MODELLI ORTODONTICI  
HARD STONE FOR ORTHODONTIC MODELS

LASCOD

# Ortotyp3<sup>®</sup>

**BRILLIANT WHITE**

**25 kg net - ISO 6873 - Type 3**

**GESSO DURO TIPO 3** PER MODELLI ORTODONTICI, PROTESI MOBILI, MODELLI ARCHIVIO, ANTAGONISTI.  
COLORE: **BIANCO BRILLANTE**.

**Specifiche tecniche:** Tempo di presa: 7 min. - Espansione di presa: 0,09% - Resistenza alla compressione: 60 MPa - 8.700 Psi - 610 Kg/cm<sup>2</sup> - Durezza Rockwell: 60 HRI.


**Conservazione:** Dopo l'uso richiudere il contenitore.

**HARD TYPE 3 STONE** FOR ORTHODONTIC MODELS, REMOVABLE PROSTHESES, DEMONSTRATION AND ANTAGONIST MODELS. COLOR: **BRILLIANT WHITE**.

**Technical specifications:** Setting time: 7 min. - Setting expansion: 0,09% - Compressive strength: 60 MPa - 8.700 Psi - 610 Kg/cm<sup>2</sup> - Rockwell hardness: 60 HRI. **Storage:** Seal the container after use.

Per maggiori informazioni  
attivate il lettore QR  
dal vostro smartphone.

For further information  
activate the QR Code reader  
on your smartphone.



Misure effettuate a 23 °C con acqua deionizzata. Con l'uso di "Time Out" (liquido regolatore del tempo di lavoro di tutti i gessi LASCOD) il tempo di colata può essere allungato in base alle esigenze ed alle tecniche usate.

Measurements carried out with de-ionized water at 23 °C. With "Time Out" (working time regulator for all LASCOD plasters/stones) the pouring-time can be increased according to the preferred technique.



25 °C  
77 °F  
max.  
Conservare in luogo fresco ed asciutto.  
Store in a cool and dry place.



MADE IN ITALY



8 016200 030206