

GESSO ORTODONTICO EXTRA DURO PER MODELLI
EXTRA HARD STONE FOR ORTHODONTIC MODELS

LASCOD

Ortotyp^o4[®]

BRILLIANT WHITE

25 kg net - ISO 6873 - Type 4

GESSO EXTRA-DURO TIPO 4 PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI MODELLI ORTODONTICI, MODELLI ARCHIVIO, ANTAGONISTI. COLORE: **BIANCO BRILLIANTE**.

Specifiche tecniche: Tempo di presa: 7 min. - Espansione di presa: 0,08% - Resistenza alla compressione: 103 MPa - 14.927 Psi - 1.051 Kg/cm² - Durezza Rockwell: 95 HRI.

Conservazione: Dopo l'uso richiudere il contenitore.


EXTRA HARD TYPE 4 STONE FOR ALL ORTHODONTIC MODELS, DEMONSTRATION AND ANTAGONIST MODELS. COLOR: **BRILLIANT WHITE**.

Technical specifications: Setting time: 7 min. - Setting expansion: 0,08% - Compressive strength: 103 MPa - 14.927 Psi - 1.051Kg/cm² - Rockwell hardness: 95 HRI.

Storage: Seal the container after use.

Per maggiori informazioni
attivate il lettore QR
dal vostro smartphone.

For further information
activate the QR Code reader
on your smartphone.



Misure effettuate a 23 °C con acqua deionizzata. Con l'uso di "Time Out" (liquido regolatore del tempo di lavoro di tutti i gessi LASCOD) il tempo di colata può essere allungato in base alle esigenze ed alle tecniche usate.

Measurements carried out with de-ionized water at 23 °C. With "Time Out" (working time regulator for all LASCOD plasters/stones) the pouring-time can be increased according to the preferred technique.



Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Store in a cool and dry place.



MADE IN ITALY



8 016200 030121