

GESSO EXTRA-DURO PER MONCONI E PROTESI FISSA
EXTRA-HARD DIE STONE FOR FIXED PROSTHESES

LASCOD

Singletyp 4[®]

GOLDEN BROWN

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH
CAD-CAM
SYSTEMS

GESSO EXTRA-DURO TIPO 4 PER MODELLI MASTER, MONCONI SFILABILI PER PONTI E CORONE, INLAY/ONLAY, PROTESI SCHELETRATA, IMPLANTARE, ANTAGONISTI. COLORE: **MARRONE DORATO**.

Specifiche tecniche: Tempo di presa: 7 min. - Espansione di presa: 0,08% - Resistenza alla compressione: 84 MPa - 12.174 Psi - 860 Kg/cm² - Durezza Rockwell: 90 HRI. **Conservazione:** Dopo l'uso richiudere il contenitore.

EXTRA HARD TYPE 4 DIE STONE FOR MASTER MODELS, CROWN AND BRIDGES, METAL FRAMEWORKS, INLAY/ONLAY, IMPLANTS AND ANTAGONIST, COLOR: **GOLDEN BROWN**.


Technical specifications: Setting time: 7 min. - Setting expansion: 0,08% - Compressive strength: 84 MPa - 12.174 Psi - 860 Kg/cm² - Rockwell hardness: 90 HRI. **Storage:** Seal the container after use.

25 kg net - ISO 6873 - Type 4

Per maggiori informazioni
attivate il lettore QR
dal vostro smartphone.



For further information
activate the QR Code reader
on your smartphone.



Misure effettuate a 23 °C con acqua deionizzata. Con l'uso di "Time Out" (liquido regolatore del tempo di lavoro di tutti i gessi LASCOD) il tempo di colata può essere allungato in base alle esigenze ed alle tecniche usate.

Measurements carried out with de-ionized water at 23 °C. With "Time Out" (working time regulator for all LASCOD plasters/stones) the pouring-time can be increased according to the preferred technique.

25 °C / 77 °F max.
Conservare in luogo fresco ed asciutto.
Store in a cool and dry place.



MADE IN ITALY



8 016200 030084