

GESSO EXTRA-DURO PER MONCONI E PROTESI FISSA  
EXTRA-HARD DIE STONE FOR FIXED PROSTHESES

LASCOD

# Singletypo4<sup>®</sup>

## LIGHT GREY

COMPATIBILE CON  
COMPATIBLE WITH  
**CAD-CAM**  
SYSTEMS

25 kg net - ISO 6873 - Type 4

**GESSO EXTRA-DURO TIPO 4** SPECIFICO PER SISTEMI DI LETTURA OTTICA/LASER E TATTILE PER MODELLI MASTER, MONCONI SFILABILI, PONTI E CORONE, INLAY/ONLAY, PROTESI SCHELETRATA, IMPLANTARE, ANTAGONISTI. COLORE: **GRIGIO PERLA**.

**Specifiche tecniche:** Tempo di presa: 14 min. - Espansione di presa: 0,09% - Resistenza alla compressione: 103 MPa - 14.927 Psi - 1.051 Kg/cm<sup>2</sup> - Durezza Rockwell: 95 HRI.

**Conservazione:** Dopo l'uso richiudere il contenitore.

**EXTRA HARD TYPE 4 DIE STONE** SPECIFIC FOR OPTICAL/LASER AND TACTILE READING SYSTEMS FOR MASTER MODELS, CROWN AND BRIDGES, METAL FRAMEWORKS, INLAY/ONLAY, IMPLANTS AND ANTAGONIST, COLOR: **LIGHT GREY**.


**Technical specifications:** Setting time: 14 min. - Setting expansion: 0,09% - Compressive strength: 103 MPa - 14.927 Psi - 1.051 Kg/cm<sup>2</sup> - Rockwell hardness: 95 HRI.

**Storage:** Seal the container after use.

Per maggiori informazioni  
attivate il lettore QR  
dal vostro smartphone.



For further information  
activate the QR Code reader  
on your smartphone.



Misure effettuate a 23 °C con acqua deionizzata. Con l'uso di "Time Out" (liquido regolatore del tempo di lavoro di tutti i gessi LASCOD) il tempo di colata può essere allungato in base alle esigenze ed alle tecniche usate.

Measurements carried out with de-ionized water at 23 °C. With "Time Out" (working time regulator for all LASCOD plasters/stones) the pouring-time can be increased according to the preferred technique.

25 °C  
77 °F  
max.  
Conservare in luogo fresco ed asciutto.  
Store in a cool and dry place.



MADE IN ITALY



8 016200 030411