

## **IT**

**Strumento ad uso professionale odontotecnico.**

Per la pulizia non utilizzare detersivi corrosivi e/o acidi e/o abrasivi. Si consiglia di non esporre a temperatura superiore 350°F/177°C.

## **EN**

**Instrument for professional dental use.**

Do not use corrosive detergents and/or acid and/or abrasive substances for cleaning. It's recommended not to expose to temperatures exceeding 350°F/177°C.

## **FR**

**Instrument à usage professionnel pour prothésistes dentaires.**

Pour le nettoyage, ne pas utiliser de détergents corrosifs et/ou d'acides et/ou d'abrasifs. Il est conseillé de ne pas exposer à des températures supérieures à 350°F/177°C.

## **DE**

**Zahntechnisches Gerät zur gewerblichen Verwendung.**

Für die Reinigung dürfen keine ätzenden und/oder sauren und/oder scheuernden Reinigungsmittel verwendet werden. Das Gerät darf keinen Temperaturen von über 350°F/177°C ausgesetzt werden.

## **ES**

**Instrumento odontotécnico para uso profesional.**

Para la limpieza no deben utilizarse detergentes corrosivos, como tampoco ácidos o abrasivos. Se recomienda no exponer el instrumento a una temperatura superior a 177°C/350°F.

## **PT**

**Instrumento para uso profissional de técnico dentista.**

Não utilizar detergentes corrosivos, ácidos e/ou abrasivos para a limpeza. Aconselha-se não expor a temperatura superior a 177°C/350°F.

## **SV**

**Tandteknikerverktyg för professionell användning.**

Använd inte frätande, sura och/eller repande rengöringsmedel för att rengöra verktyget. Vi rekommenderar att inte utsätta det för högre temperatur än 350°F/177°C.

## **NL**

**Instrument voor professioneel tandtechnisch gebruik.**

Gebruik voor de reiniging geen bijtende en/of zure en/of schurende middelen. Het wordt aanbevolen het instrument niet bloot te stellen aan hogere temperaturen dan 350°F/177°C.

## **DA**

**Instrument til professionel, tandteknisk brug.**

Anvend ikke ætsende rengøringsmidler og/eller syrer og/eller slibemidler til rengøringen.

Det anbefales ikke at udsætte det for temperatur over 350°F/177°C

PL

Przyrząd do profesjonalnego użytku protetycznego.

Do czyszczenia nie stosować środków zawierających czynniki korozyjne i/lub żrące i/lub abrazyjne. Nie należy narażać na temperatury wyższe niż 350°F/177°C.

RU

Инструмент для профессионального использования в зубопротезной практике.

Не использовать для чистки детергенты, вызывающие коррозию, и/или кислотные, и/или абразивные. Не следует подвергать воздействию температуры свыше 350°F/177°C.

EL

Οδοντοτεχνικό εργαλείο για επαγγελματική χρήση.

Για τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε απορροπαντικά διαβρωτικά ή και οξέα ή και λειαντικά. Συνιστάται να μην εκθέτετε το προϊόν σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 350°F/177°C.

TR

Diş hekimlerine yönelik profesyonel kullanımlı diş aleti.

Temizliği için aşındırıcı ve/veya asitli ve/veya törpüleyici deterjan ve dezenfektan kullanmayınız. 350°F/177°C sıcaklığından fazla ısıya maruz bırakılmaması önerilir.

AR

أداة للاستعمال المهني في طب الأسنان.  
يرجى عدم استعمال منظفات ومطهرات ذات مفعول تأكلي، مع أحماض أو بدونها، مع مواد كاشطة  
أو بدونها. يرجى عدم تعريضها لدرجات حرارة تفوق 177 درجة مئوية أي 350 درجة فهرنهايت.

ZH

职业性牙科技师使用之仪器。

不可使用腐蚀性和/或酸性和/或磨蚀性的洗涤剂清洗。建议您不要将仪器放置在温度超过华氏350度/摄氏177度之处。

The logo for LASCOD features the brand name in a bold, black, sans-serif font. The text is centered and partially overlaid by two horizontal brush strokes: a purple one above and a pink one below.