

LASCOD

# para don tolo. gia

periodontal

TITANIUM  
ZEFFIRO™ LASCOD  
ZEMBS # L12

strumenti per detartraggio | sickle scalers

Manico vuoto Ø 8 mm - Hollow handle Ø 8 mm



3...1	1...3	<b>ZFM015</b> # U15/33 - Towner-Jaquette
3...1	1...3	



3...1	1...3	<b>ZFM016</b> # U15/30 - Towner-Jaquette
3...1	1...3	



8...4	4...8	<b>ZFM024</b> # 204
8...4	4...8	



5...1	1...5	<b>ZFM017</b> # H5/33
5...1	1...5	



8...6	6...8	<b>ZFM025</b> # 204S
8...6	6...8	



5...1	1...5	<b>ZFM018</b> # H6/H7
5...1	1...5	



8...1	1...8	<b>ZFM031</b> # 13S/14S MC - McCall
8...1	1...8	



5...1	1...5	<b>ZFM019</b> # 30/33 - Jaquette
5...1	1...5	



8...1	1...8	<b>ZFM035</b> # M23
8...1	1...8	



8...1	1...8	<b>ZFM023</b> # T2/T3 - Taylor
8...1	1...8	




8...4	4...8	<b>ZFM036</b> # 204SD
8...4	4...8	

curettes universali | universal curettes


Manico vuoto Ø 8 mm - Hollow handle Ø 8 mm



3...1	1...3	<b>ZFM070</b> # 2R/2L C - Columbia
3...1	1...3	



8...4	4...8	<b>ZFM071</b> # 4R/4L C - Columbia
8...4	4...8	



8...4	4...8	<b>ZFM086</b> # L 3/4 - Langer
-	-	



8...4	4...8	<b>ZFM072</b> # 13/14 C - Columbia
8...4	4...8	



3...1	1...3	<b>ZFM087</b> # L 5/6 - Langer
3...1	1...3	



8...6	6...8	<b>ZFM073</b> # YG 7/8 - Younger Good
8...6	6...8	




8...1	1...8	<b>ZFM088</b> # M 23A
8...1	1...8	



-	-	<b>ZFM085</b> # L 1/2 - Langer
8...4	4...8	




8...1	1...8	<b>ZFM089</b> # M 23B
8...1	1...8	




Gli **scaler a falce retto e curvo** si caratterizzano per:

- 2 bordi taglienti
- parte facciale ricurva
- estremità a punta




**Straight and curved sickle scalers** feature:

- 2 cutting edges
- curved facial component
- tipped ends



Le **curette universali** si caratterizzano per un angolo di 90° tra il gambo terminale e la parte tagliente.

**Universal curettes** are characterized by an angle of 90° between the terminal stem and the cutting component.



Le **curette di Gracey** si caratterizzano per un angolo di 70° tra il gambo terminale e la parte tagliente.

**Gracey curettes** are characterized by an angle of 70° between the terminal stem and the cutting component.

curettes di Gracey | Gracey curettes

Manico vuoto Ø 8 mm - Hollow handle Ø 8 mm



3...1	1...3
3...1	1...3

**ZFM100**  
# 1/2 GR - Gracey  
Superfici vestibolari  
Buccal surfaces



5...1	1...5
5...1	1...5

**ZFM101**  
# 3/4 GR - Gracey  
Superfici linguali/palatali  
Lingual/palatal surfaces



5...1	1...5
5...1	1...5

**ZFM102**  
# 5/6 GR - Gracey



8...4	4...8
8...4	4...8

**ZFM103**  
# 7/8 GR - Gracey  
Superfici vestibolari e linguali/palatali  
Buccal and lingual/palatal surfaces



8...4	4...8
8...4	4...8

**ZFM104**  
# 9/10 GR - Gracey  
Superfici vestibolari e linguali/palatali -  
Più angolata  
Buccal and lingual/palatal surfaces -  
More angled




8...4	4...8
8...4	4...8

**ZFM105**  
# 11/12 GR - Gracey  
Mesiale - Mesial



8...4	4...8
8...4	4...8

**ZFM106**  
# 13/14 GR - Gracey  
Distale - Distal



curettes di Gracey | Gracey curettes

Manico vuoto Ø 10mm - Hollow handle Ø 10 mm



3...1	1...3	<b>ZFM200</b> # 1/2 GR - Gracey Superfici vestibolari Buccal surfaces
3...1	1...3	



5...1	1...5	<b>ZFM201</b> # 3/4 GR - Gracey Superfici linguali/palatali Lingual/palatal surfaces
5...1	1...5	



8...4	4...8	<b>ZFM205</b> # 11/12 GR - Gracey Mesiale - Mesial
8...4	4...8	



5...1	1...5	<b>ZFM202</b> # 5/6 GR - Gracey
5...1	1...5	



8...4	4...8	<b>ZFM206</b> # 13/14 GR - Gracey Distale - Distal
8...4	4...8	



8...4	4...8	<b>ZFM203</b> # 7/8 GR - Gracey Superfici vestibolari e linguali/palatali Buccal and lingual/palatal surfaces
8...4	4...8	





8...4	4...8	<b>ZFM207</b> # 15/16 GR - Gracey Mesiale - Mesial
8...4	4...8	



8...4	4...8	<b>ZFM204</b> # 9/10 GR - Gracey Superfici vestibolari e linguali/palatali - Più angolata Buccal and lingual/palatal surfaces - More angled
8...4	4...8	




8...4	4...8	<b>ZFM208</b> # 17/18 GR - Gracey Distale - Distal
8...4	4...8	




- # 1/2 - # 3/4 - # 5/6
- # 7/8 - # 9/10
- # 11/12 - # 15/16
- # 13/14 - # 17/18

**curettes mini Gracey | Gracey mini-curettes**


Manico vuoto Ø 8 mm - Hollow handle Ø 8 mm



Curette Gracey



Curette 3M Mini Gracey



**curettes universali in titanio | titanium universal curettes**

Specifiche per utilizzo su impianti - *For implants use*



**ZFM685**  
# L 1/2 - Langer



**ZFM686**  
# L 3/4 - Langer



**ZFM687**  
# L 5/6 - Langer