


Art-typo



GESSO DURO TIPO 3 EXTRAFINE SPECIFICO PER IL MONTAGGIO DEI MODELLI SU ARTICOLATORE, COSTRUZIONE DI MASCHERINE, A PRESA RAPIDA, BASSA ESPANSIONE, ELEVATA ADESIVITÀ. COLORE: **BIANCO**.

Specifiche tecniche: Tempo di presa: 4 min. - Espansione di presa: 0,05% - Resistenza alla compressione: 48 MPa - 6.956 Psi - 494 Kg/cm²

Conservazione: Dopo l'uso richiudere il contenitore.

HARD TYPE 3 EXTRA FINE PLASTER SPECIFIC FOR ARTICULATOR, METAL FRAMEWORKS, CUSTOM MADE MOUTH GUARDS, FAST SETTING, LOW EXPANSION SETTING, HIGH ADHESIVENESS. COLOR: **WHITE**.

Technical specifications: Setting time: 4 min. - Setting expansion: 0.05% - Compressive strength: 48 MPa - 6.956 Psi - 494 Kg/cm²

Storage: Seal the container after use.