


Kromotipo3

CHROMATIC



GESSO DURO TIPO 3 CROMATICO EXTRAFINE, PER MODELLI ANTAGONISTI, MODELLI MASTER IN PROTESI MOBILE, PARZIALE, SCHELETRATA, MODELLI STUDIO E PRELIMINARI. COLORE: AZZURRO.

Specifiche tecniche: Tempo di presa: 7 min. - Espansione di presa: 0,09% - Resistenza alla compressione: 66 MPa - 9.565 Psi - 670 Kg/cm² - Durezza Rockwell: 70 HRI.

Conservazione: Dopo l'uso richiudere il contenitore.

HARD CHROMATIC TYPE 3 EXTRA FINE STONE FOR ANTAGONIST MODELS, MASTER MODELS WITH COMPLETE AND PARTIAL REMOVABLE PROSTHESES, METAL FRAMEWORKS, STUDY AND PRELIMINARY MODELS. COLOR: LIGHT BLUE.

Technical specifications: Setting time: 7 min. - Setting expansion: 0,09% - Compressive strength: 66 MPa - 9.565 Psi - 670 Kg/cm² - Rockwell hardness: 70 HRI.

Storage: Seal the container after use.