


Kromotipo4

CHROMATIC

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH
CAD-CAM
SYSTEMS



GESSO EXTRA-DURO TIPO 4 CROMATICO, PER MODELLI MASTER, MONCONI SFILABILI PER PONTI E CORONE, PROTESI SCHELETRATA, INLAY/ONLAY E ANTAGONISTI. COLORE: **GIALLO**.

Specifiche tecniche: Tempo di presa: 7 min. - Espansione di presa: 0,08% - Resistenza alla compressione: 81MPa - 11.740 Psi - 828 Kg/cm² - Durezza Rockwell: 85 HRI.

Conservazione: Dopo l'uso richiudere il contenitore.

EXTRA HARD CHROMATIC TYPE 4 DIE STONE FOR MASTER MODELS, CROWN AND BRIDGES, METAL FRAMEWORKS, INLAY/ONLAY AND ANTAGONIST, COLOR: **YELLOW**.

Technical specifications: Setting time: 7 min. - Setting expansion: 0,08% - Compressive strength: 81 MPa - 11.740 Psi - 828 Kg/cm² - Rockwell hardness: 85 HRI.

Storage: Seal the container after use.