


Modeltypo

PINK



GESSO EXTRA-DURO TIPO 4 SPECIFICO PER MODELLI MASTER IN PROTESI TOTALE, PARZIALE, SCHELETRATA, MODELLI PER PROTESI IMPLANTARE E ANTAGONISTI. COLORE: **ROSA**.

Specifiche tecniche: Tempo di presa: 7 min. - Espansione di presa: 0,08% - Resistenza alla compressione: 70 MPa - 10.144 Psi - 713 Kg/cm² - Durezza Rockwell: 75 HRI.

Conservazione: Dopo l'uso richiudere il contenitore.

EXTRA HARD TYPE 4 STONE SPECIFIC FOR MASTER MODELS WITH COMPLETE AND PARTIAL PROSTHESES, METAL FRAMEWORKS, ANTAGONIST AND IMPLANT MODEL PROSTHESES. COLOR: **PINK**.

Technical specifications: Setting time: 7 min. - Setting expansion: 0.08% - Compressive strength: 70 MPa - 10.144 Psi - 713 Kg/cm² - Rockwell hardness: 75 HRI.

Storage: Seal the container after use.