


Opentypo



GESSO TIPO 2 SPECIFICO PER LA REALIZZAZIONE DI MUFFOLE PER PROTESI MOBILI TOTALI O PARZIALI, MONTAGGIO DEI MODELLI IN ARTICOLATORE, COSTRUZIONE DI MASCHERINE, MODELLI STUDIO. COLORE:

BIANCO. Specifiche tecniche: Tempo di presa: 7 min. - Espansione di presa: 0,09% - Resistenza alla compressione: 29 MPa - 4.203 Psi - 293 Kg/cm²

Conservazione: Dopo l'uso richiudere il contenitore.

TYPE 2 PLASTER SPECIFIC FOR FLASKING AND THE CREATION OF FULL OR PARTIAL REMOVABLE PROSTHESES, ARTICULATOR, METAL FRAMEWORKS, STUDY MODELS. COLOR: **WHITE**.

Technical specifications: Setting time: 7 min. - Setting expansion: 0,09% - Compressive strength: 29 MPa - 4.203 Psi - 293 Kg/cm²

Storage: Seal the container after use.