


Ortotypo3

BRILLIANT WHITE



GESSO DURO TIPO 3 PER MODELLI ORTODONTICI, PROTESI MOBILI, MODELLI ARCHIVIO, ANTAGONISTI. COLORE: BIANCO BRILLANTE.

Specifiche tecniche: Tempo di presa: 7 min. - Espansione di presa: 0,09% - Resistenza alla compressione: 60 MPa - 8.700 Psi - 610 Kg/cm² - Durezza Rockwell: 60 HRI.

Conservazione: Dopo l'uso richiudere il contenitore.

HARD TYPE 3 STONE FOR ORTHODONTIC MODELS, REMOVABLE PROSTHESES, DEMONSTRATION AND ANTAGONIST MODELS. COLOR: BRILLIANT WHITE.

Technical specifications: Setting time: 7 min. - Setting expansion: 0,09% - Compressive strength: 60 MPa - 8.700 Psi - 610 Kg/cm² - Rockwell hardness: 60 HRI.

Storage: Seal the container after use.