


Singletypo4

GOLDEN BROWN

COMPATIBILE CON
COMPATIBLE WITH
CAD-CAM
SYSTEMS



GESSO EXTRA-DURO TIPO 4 PER MODELLI MASTER, MONCONI SFILABILI PER PONTI E CORONE, INLAY/ONLAY, PROTESI SCHELETRATA, IMPLANTARE, ANTAGONISTI. COLORE: **MARRONE DORATO**.

Specifiche tecniche: Tempo di presa: 7 min. - Espansione di presa: 0,08% - Resistenza alla compressione: 84 MPa - 12.174 Psi - 860 Kg/cm² - Durezza Rockwell: 90 HRI.

Conservazione: Dopo l'uso richiudere il contenitore.

EXTRA HARD TYPE 4 DIE STONE FOR MASTER MODELS, CROWN AND BRIDGES, METAL FRAMEWORKS, INLAY/ONLAY, IMPLANTS AND ANTAGONIST, COLOR: **GOLDEN BROWN**.

Technical specifications: Setting time: 7 min. - Setting expansion: 0,08% -

Compressive strength: 84 MPa - 12.174 Psi - 860 Kg/cm² - Rockwell hardness: 90 HRI.

Storage: Seal the container after use.