


Singletypo4

LIGHT GREY

COMPATIBILE CON
COMPATIBILE WITH
CAD-CAM
SYSTEMS



GESSO EXTRA-DURO TIPO 4 SPECIFICO PER SISTEMI DI LETTURA OTTICA/LASER E TATTILE PER MODELLI MASTER, MONCONI SFILABILI, PONTI E CORONE, INLAY/ONLAY, PROTESI SCHELETRATA, IMPLANTARE, ANTAGONISTI. COLORE: **GRIGIO PERLA**.

Specifiche tecniche: Tempo di presa: 14 min. - Espansione di presa: 0,09% - Resistenza alla compressione: 103 MPa - 14.927 Psi - 1.051 Kg/cm² - Durezza Rockwell: 95 HRI.

Conservazione: Dopo l'uso richiudere il contenitore.

EXTRA HARD TYPE 4 DIE STONE SPECIFIC FOR OPTICAL/LASER AND TACTILE READING SYSTEMS FOR MASTER MODELS, CROWN AND BRIDGES, METAL FRAMEWORKS, INLAY/ONLAY, IMPLANTS AND ANTAGONIST, COLOR: **LIGHT GREY**.

Technical specifications: Setting time: 14 min. - Setting expansion: 0,09% - Compressive strength: 103 MPa - 14.927 Psi - 1.051 Kg/cm² - Rockwell hardness: 95 HRI.

Storage: Seal the container after use.